

精确可编程序的注射器--- 微量注射泵



(USA, Era Pump Systems) 特价5折



注射器微量注射泵可用于动物实验，对动物进行微量注射，可控流速，可通过程序控制注射流量。

双筒连续灌注 Continuous Infusion/Dual Syringe Pump

主要性能特征:

1. 可单机操作也可电脑控制 (RS-232插头)
2. 注射也可回抽 (双向)
3. 可用1~60cc注射器
4. 选择注射流量及流速控制程序，有41种选择
5. 多个泵连接组合成一个系统 (双筒), 最大可达100泵;
6. 单筒NE-1000、6筒NE-1600、8筒NE-1800整机选择.
7. 注射速率pumping rate:
 NE-1000: 0.73 ml/小时~2100ml/小时
 NE-1600: 0.568 ml/小时~1337ml/小时
 NE-1800: 0.568 ml/小时~380 ml/小时



注射器加热装置

