

IWORX 教学工具包

从 1991 年, iWORX 开始进入教育领域, 提供所有的生理学教育课程所需的工具包, 产品包括:

数据采集硬件、专业的 LabScribe 数据记录分析软件、齐全的换能器、信号调节器、各种附件。

每一种工具包可以提供针对人体、动物的心理生理学实验, IWORX 还可以提供创新的远程和异步网络教学系统。人体生理教学工具包可以完成全面的实验课程, 包括心血管、呼吸、神经肌肉等 50 套实验和 180 种练习。

人体生理教学工具包: 人体生理教学工具包可以完成全面的实验课程, 包括心血管、呼吸、神经肌肉等 50 套实验和 180 种练习。

214 四通道数据记录器

LabScribe 数据记录分析软件

ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)

刺激器电缆

BNC-BNC 电缆

USB 电缆

12V 电源适配器

SP-300 肺活量计

FT-325 手提测力计

PT-100 脉搏换能器

EM-100 活动标记器

BP-700 血压套件

TM-100 温度传感器

150 Ag/AgCl 电极

使用说明书



人体生理教学工具

心理生理教学工具包: 可以完成大学要求的实验课程, 包括脑电图、皮肤电阻、皮肤温度、心音及血压等实验。

214 四通道数据记录器

LabScribe 数据记录分析软件

ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)

BNC-BNC 电缆

USB 电缆

12V 电源适配器

PT-100 脉搏换能器

EM-100 活动标记器

TM-100 温度传感器

GSR-200GSP (皮肤电反射) 放大器

RM-200 呼吸测量带

BP-600 血压套件

可重复用脑电极

150 Ag/AgCl 电极

使用说明书



心理生理教学工具包

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583. U.S.A.

动物生理教学工具包: 可以完成全面的实验课程, 包括新陈代谢、坐骨神经刺激、肌肉运动、离子运动和渗透平衡等 11 套实验和 23 种练习。

214 四通道数据记录器

LabScribe 数据记录分析软件

ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)

刺激器电缆

BNC-BNC 电缆

USB 电缆

12V 电源适配器

NBC-300 神经浴槽

五针神经浴槽记录电缆

FT-104 张力换能器

DT-475 位移换能器

IC-200 细胞内探针

ISE-730 刺激电极

ISE-730 氧电极

PT-100 脉搏换能器

EM-100 活动标记器

FT-325 手提测力计

BP-700 血压套件

SP-300 肺活量计

TM-100 温度传感器

150 Ag/AgCl 电极

使用说明书



动物生理教学工具包

