

IWORX 教学工具包

从 1991 年, iWORX 开始进入教育领域, 提供所有的生理学教育课程所需的工具包, 产品包括:

数据采集硬件、专业的 LabScribe 数据记录分析软件、齐全的换能器、信号调节器、各种附件。

每一种工具包可以提供针对人体、动物的心理生理学实验, IWORX 还可以提供创新的远程和异步网络教学系统。

人体生理教学工具包可以完成全面的实验课程, 包括心血管、呼吸、神经肌肉等 50 套实验和 150 种练习。

人体生理教学工具包 HK-214 :

人体生理教学工具包可以完成全面的实验课程, 包括心血管、呼吸、神经肌肉等 50 套实验和 150 种练习。

IX-214: 四通道数据记录器
LabScribe 数据记录分析软件
ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)
刺激器电缆
BNC-BNC 电缆
USB 电缆
12V 电源适配器
SP-300 肺活量计
FT-325 手提测力计
PT-100 脉搏换能器
EM-100 活动标记器
BP-700 血压套件
TM-100 温度传感器
150 Ag/AgCl 电极
使用说明书

HK-214: IX-214 四通道数据记录器 --没有附上高电压刺激器

HK-214S : Package 包装是 HK-214, IX-214 附上高电压刺激器 IX-214with High Voltage Stimulus Isolator.



人体生理教学工具

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583. U.S.A.

心理生理教学工具包: 可以完成大学要求的实验课程, 包括脑电图、皮肤电阻、皮肤温度、心音及血压等实验。

214 四通道数据记录器
LabScribe 数据记录分析软件
ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)
BNC-BNC 电缆
USB 电缆
12V 电源适配器
PT-100 脉搏换能器
EM-100 活动标记器
TM-100 温度传感器
GSR-200GSP(皮肤电反射)放大器
RM-200 呼吸测量带
BP-600 血压套件
可重复用脑电极
150 Ag/AgCl 电极
使用说明书



心理生理教学工具包


动物生理教学工具包: 可以完成全面的实验课程, 包括新陈代谢、坐骨神经刺激、肌肉运动、离子运动和渗透平衡等 11 套实验和 23 种练习。

214 四通道数据记录器
LabScribe 数据记录分析软件
ECG/EMG/EEG 电缆 (HK/214 用)
刺激器电缆
BNC-BNC 电缆
USB 电缆
12V 电源适配器
NBC-300 神经浴槽
五针神经浴槽记录电缆
FT-104 张力换能器
DT-475 位移换能器
IC-200 细胞内探针
ISE-730 刺激电极
ISE-730 氧电极
PT-100 脉搏换能器
EM-100 活动标记器
FT-325 手提测力计
BP-700 血压套件
SP-300 肺活量计
TM-100 温度传感器
150 Ag/AgCl 电极
使用说明书



动物生理教学工具包

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583. U.S.A.



HK-214S
(with
High
Voltage
Stimulus
Isolator)