

美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.



alzet[®]
OSMOTIC PUMPS

A-Mmedical
美国健康医疗仪器国际公司
专业从事医学科研高科技企业
www.ahmedical.com

中国办事处
成都市上东大街36号、新和·春禧时代12楼11号
邮编:610016 电话:028-86653817,
400-6762467; 传真:028-86653992
E-mail: ahmedical@verizon.net

美国总部

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583, U.S.A.
Tel: 001-914-498-4158 Fax: 001-914-725-2998

ALZET Osmotic Pumps

www.alzet.com;

www.ahmedical.com



DURECT

美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.

颅脑创伤模型制作的金标准---VCU动物颅脑损伤仪


VCU动物脑损伤仪可以分为细胞颅脑损伤仪(CIC), 电子颅脑损伤仪(eCCI)及液压颅脑损伤仪(FPI), 这三种产品已广泛应用于世界范围内的颅脑创伤研究中心, 是目前唯一的颅脑创伤模型制作的金标准。



电子颅脑损伤仪(eCCI);



细胞颅脑损伤仪(CIC),



液压颅脑损伤仪(FPI)

www.ahmedical.com



中国办事处
成都市上东大街36号·新和·春禧时代12楼11号
邮编: 610016 电话: 028-86653817,
400-6762467; 传真: 028-86653992
E-mail: ahmedical@verizon.net
美国总部
35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583, U.S.A.
Tel: 001-914-498-4158 Fax: 001-914-725-2998

美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.

脑梗塞动物模型制作---Doccol的产品

大鼠/小鼠脑缺血MCAO模型 ---尼龙栓线（线栓）

- Doccol Made a Difference in Stroke Modeling
- Doccol MCAO Sutures Reduce SD to 5% of Its Corresponding Mean Value for Infarction Volume



中国办事处
成都市上东大街36号、新和·春禧时代12楼11号
邮编:610016 电话:028-86653817,
400-6762467; 传真:028-86653992

E-mail: ahmedical@verizon.net

美国总部

35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583. U.S.A.

Tel: 001-914-498-4158 Fax: 001-914-725-2998

美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.

脊椎冲击损伤模型制作-NYU脊椎冲击损伤仪

由NYU, *W.M. Keck Center for Collaborative Neuroscience, Rutgers the State University of New Jersey* 出品, 在全世界很受欢迎。

其產品目前有分兩款, 一是model I, 可以接電腦, 二是model II, 可以不接電腦, 這兩款大/小鼠均可以使用, 且發表論文也非常多, 在脊椎損傷研究中, 有超過50%的論文都是用NYU impactor來發表的。



www.ahmedical.com



中国办事处
成都市上东大街36号·新和·春禧时代12楼11号
邮编: 610016 电话: 028-86653817,
400-6762467; 传真: 028-86653992
E-mail: ahmedical@verizon.net
美国总部
35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583, U.S.A.
Tel: 001-914-498-4158 Fax: 001-914-725-2998

美国健康医疗仪器国际公司

American Health & Medical Supply International Corp.

Hum Bug电噪音消除仪

Hum Bug 




- 一款非常好用的电噪音消除装置，能很好地搭配膜片钳等电生理记录设备使用
- Hum Bug采用能够根据环境电噪音实时产生反相的电噪音，从而抵消环境噪音对输入信号的干扰，整个除噪过程无需滤波。

可以消除各种电噪音：

- * 简单的50/60Hz正弦波形噪音
- * 50/60Hz谐波混合噪音
- * 调光器Spike噪音
- * 荧光灯产生的复杂电噪音

不会对信号的波形产生任何影响：

- * 没有频率损失
- * 没有直流电压漂移
- * 没有信号衰减
- * 没有相位错误



中国办事处
成都市上东大街36号·新和·春禧时代12楼11号
邮编：610016 电话：028-86653817
400-6762467；传真：028-86653992
E-mail: ahmedical@verizon.net

美国总部
35 Weaver Street, Scarsdale, New York 10583, U.S.A.
Tel: 001-914-498-4158 Fax: 001-914-725-2998